



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 24098 Vyhřívaný bederní pás inSPORTline eHeatage s
funkcí masáže**

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
FUNKCE.....	3
PŘÍPRAVA.....	4
POUŽITÍ.....	5
ÚDRŽBA.....	6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	6

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si přečtete pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Dodržujte veškerá varování a doporučení. Nedodržením se vystavujete riziku úrazu nebo poškození výrobku.
- Vyhřívání pásu používejte pouze v souladu s manuálem. Nesprávné použití může vést k vážnému zranění. Neprovádějte neschválené modifikace výrobku.
- Používejte pouze originální (dodané) doplňky a náhradní díly.
- Nikdy výrobek nepoužívejte během spánku nebo ve stavu snížené vnímavosti.
- Výrobek nepoužívejte vkuse déle jak 30 minut.
- Držte dále od dětí a domácích zvířat. Nejedná se o hračku. Výrobek smí používat pouze dospělá osoba.
- Lidé se zdravotními komplikacemi (ochrnutí nebo snížená tepelná vnímavost) nesmí výrobek používat. Výrobek taktéž není vhodný pro těhotné ženy a diabetiky.
- Výrobek nepoužívejte, pokud inklinujete k tvrdému spánku nebo pokud jste nesoustředěný.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavin, v prostředí se zvýšenou koncentrací plynů nebo v prostředí s uskladněným kyslíkem.
- Během použití nebo balení výrobek neohýbejte a nepřekrucujte.
- Nepoužívejte kovové komponenty, abyste si nepřivodili úraz elektrickým proudem.
- Nikdy nevytrhávejte zástrčku ze zásuvky. Výrobek pravidelně kontrolujte co do poškození nebo opotřebením. Poškozený nebo opotřebovaný produkt nikdy nepoužívejte.
- Před zahájením používání pásu věc konzultujte s lékařem. Pokud během používání pocítíte komplikace nebo nevolnost, okamžitě přestaňte pás používat.
- Výrobek není určen lidem s akutními poraněními, trpících krvácivostí nebo otoky.
- Pokud je zařízení v provozu, nepřekrývejte ho žádnou izolační pokrývkou.
- Pravidelně si kontrolujte vyhřívání oblasti, abyste předešli popáleninám.
- Produkt není určen k terapeutickým účelům a jeho použití nenahrazuje odbornou lékařskou péči.

FUNKCE

Funkce vyhřívání a vibrace lze spustit současně nebo zvlášť

4-5 hodin provozu (závisí na intenzitě a spuštěných funkcích)

3 vyhřívací režimy: červený, vysoký (65°C – 75°C)


bílý, střední (55°C – 65°C)

modrý, nízký (40°C – 60°C)


3 režimy vibrace: červená (konstantní vibrace)

bílá a modrá (pulzační vibrace o jiných frekvencích)


PŘÍPRAVA




Připojte kabel napájení do pásu



Připojte kabel napájení do power banky




Pokud je pás napájen, tlačítka se rozsvítí



Zasuňte power banku do kapsičky




Zapněte pás na suchý zip



V případě potřeby můžete použít chladicí polštářek

POUŽITÍ

Stiskem tlačítka změňte funkci, každá funkce je vyznačená osvětlením tlačítka. Podržením tlačítka můžete vypnout / zapnout funkci.



Vyhřívání


- Modré (nízké) – 45 °C
- Bílé (střední) – 50 °C
- Červené (vysoké) – 55 °C

Vibrace

- Modrá – pulzační vibrace, nízká frekvence
- Bílá – pulzační vibrace, střední frekvence
- Červená – konstantní vibrace

POWER BANKA

- Obsahuje 2 USB 3.0 porty.
- Nabíjení power banky pomocí micro USB.
- Indikátory ukazují stav nabití power banky: 4 indikátory (plně nabitá), 1 indikátor (nabíjte).
- Pomocí bočního tlačítka zapnete / vypnete power banku: Jedním stiskem spustíte / stiskněte dvakrát pro vypnutí
- Power banku nabíjejte pomocí dodaného adaptéru.



ÚDRŽBA

- Prát ručně
- Nebělte
- Nežehlete
- Sušte zavěšené
- Nečistěte chemicky
- Neždímat kroucením



MATERIÁL

70 % neopren

25 % nylon / nylon

5 % spandex

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnešte na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží

předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: