



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 24911 Elektrický čtyřkolový vozík Baichen Omis



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM ČÁSTÍ	4
PŘEDNÍ ČÁST – OVLÁDACÍ PANEL	5
ZADNÍ ČÁST	5
BATERIE	6
SEDADLO	6
MONTÁŽ	6
SPOJENÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ ČÁSTÍ	10
NASTAVENÍ SEDADLA	10
NASTAVENÍ VÝŠKY	10
VYTOČENÍ SEDLA	10
NASTAVENÍ ŠÍŘKY OPĚREK RUKOU	10
NASTAVENÍ NÁKLONU ŘÍDÍTEK	10
POUŽITÍ	10
DOBITÍ BATERIE	10
SPECIFIKACE BATERIE	11
OVLÁDACÍ PANEL	11
ROZLOŽENÍ VOZÍKU	14
ÚDRŽBA	15
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	15
SPECIFIKACE	16
BATERIE	17
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	18

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Produkt nepoužívejte, pokud se na něm objeví ostré hrany.
- V případě poruchy okamžitě ukončete provoz a kontaktujte servis. Vozík sami neopravujte.
- Před použitím se naučte přístroj používat, vyhledejte bezpečný a otevřený prostor a vyhledejte pomoc druhé osoby do doby, než budete přístroj bezpečně používat.
- Před nasazením a vysazením se ujistěte že je produkt vypnutý.
- Vždy mějte nastavenou a jezděte takovou rychlostí aby jste neohrožovali sebe nebo ostatní osoby a jejich majetek.
- Doporučujeme vždy začínat na nejnižším rychlostním stupni.
- Některé komunikační zařízení mohou operovat na stejné frekvenci jako dálkový ovladač vozíku. Pokud máte jakékoliv takové zařízení u sebe (telefon aj.) vždy nejprve vyzkoušejte že nebude zasahovat do ovládání.
- Některé transmitery mohou narušit dálkové ovládání vozíku.
- Pokud pozorujete jakýkoliv nežádoucí pohyb, nebo se vozík náhle zastaví, okamžitě jej vypněte.
- Nezasahujte, neopravujte a nemodifikujte produkt.
- Pokud nastane jakákoliv popsaná situace okamžitě vypněte vozík: náhlý pohyb bez zadání uživatele, směr jízdy se nedá ovládat, selhání brzd.
- Vozík je určen pro přepravu jedné osoby.
- Nejezděte do příliš příkrých kopců.
- Nejezděte pod vlivem drog, léků a alkoholu.
- Za vozík nepřipevňujte další vozidla nebo předměty.
- Vozík nesmíte připojovat za další vozidla.
- Nepřekračujte maximální povolené stoupání.
- Nikdy nevozte na vozíku druhé osoby a nepřekračujte maximální povolenou nosnost vozíku.
- Pokud je vozík v běžném pohybu, nevypínejte jej, můžete poškodit motor nebo ovládání. Vozík vypínejte v pohybu POUZE pokud nad ním ztratíte kontrolu.
- Nejezděte po povrchu, který není zpevněný (písek, hluboká tráva, jemná hlína atd.)
- Nejezděte po schodech.
- Před čistěním a údržbou se ujistěte, že je vozík vypnutý.
- Vozík nezapínejte, pokud na něm nesedíte.
- Vozík není určen pro běžný silniční provoz. Jezděte pouze po komunikacích pro něj určených (chodník).
- Neměňte náhle směr jízdy (dopředu – dozadu). Směr jízdy měňte v moment, kdy se vozík zastaví.
- Z kopce vždy jezděte na nejnižší rychlost.
- Vždy mějte chodidla umístěna na opěrce nohou.
- Před jízdou se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
- Vozík nabíjejte v dobře větrané místnosti.
- Před jízdou zkontrolujte utáhnutí a správné složení křesla.

- Před couváním se ujistěte, že za Vámi není žádná překážka. Couvejte na nejnižší rychlost.
- Vyhněte se sporadickým pohybům a náhlým změnám směru jízdy.
- Ruce a nohy mějte umístěny na opěrkách.
- Pokud jedete v kopci, necouvejte.
- Nejezděte na měkkém, nerovném nebo nezajištěném povrchu (tráva, štěrk).
- Před jízdou z kopce nastavte nejnižší rychlost, jízdou na kopci se prodlužuje brzdná dráha.
- Nejezděte skrz nerovnosti jako jsou patníky aj.
- Nejezděte ve vodě, po ledu nebo sněhu, nebo zhoršených viditelných podmínkách.
- Nenechávejte vozík vystavený přímému slunečnímu svitu a vlivu počasí.
- Chraňte před deštěm a vodou.
- Ovládací panel není voděodolný.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opatřebené okamžitě vyměňte.
- Nejezděte za deště nebo po mokré vozovce. Hrozí poškození elektroniky a baterie.
- Nejezděte do kopců s náklonem vyšším jak 9°.
- K nabíjení baterie používejte jen originální nabíječku.
- Nepoužívejte nabíječku, je-li poškozena
- Celková nosnost: 120 kg


SEZNAM ČÁSTÍ

A	Přední část vozíku	G	Košík
B	Zadní část vozíku	H	Bezpečnostní destička baterie
C	Sedadlo	I	Držák košíku
D	Baterie	J	2x šrouby
E	Nabíjecí kabel	K	Pin pro sedadlo
F	4x ruční šroub	L	Opěrky rukou




PŘEDNÍ ČÁST – OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel obsahuje následující části



ZADNÍ ČÁST



BATERIE

A	3 pinový nabíjecí port	
B	Přepěťová ochrana	

SEDADLO

A	Sedadlo	
B	Sedlovka	
C	Opěrky rukou	
D	Páčka	
E	Pin	

MONTÁŽ

1. Odstraňte balící materiál a vytáhněte všechny části z krabice.
2. Před použitím je potřeba zvednout a zajistit řídítka.

a. Povolte ruční šroub



b. Zvedněte řídítka do požadovaného úhlu, tak aby jste na ně dosáhli během jízdy.



c. Utáhněte ruční šroub.

d. Požadovaný náklon řídítek lze měnit, stačí povolit ruční šroub, upravit úhel náklonu a poté šroub opět utáhnout.

VAROVÁNÍ: Před použitím vždy zkontrolujte že jsou řídítka správně dotažena. Pokud tak neuděláte, hrozí riziko úrazu nebo poškození majetku.

e. Před umístěním baterie zkontrolujte, zda jsou elektrické kontakty čisté.

f. Umístěte baterii do zadní části vozíku, ujistěte se, že jsou kontakty baterie a vozíku zarovnané.



3. Baterii zajistěte pomocí destičky a ručního šroubu. Umístění destičky a šroubu je za sedlovkou. Šroub řádně dotáhněte.



4. Ujistěte se, že je sedlo řádně připevněno k sedlovce



5. Vložte sedlo do sedlovky v zadní části vozíku.



6. Nastavte výšku pomocí pinu. Pin prostrčte skrz otvory sedlovky, musí být prostrčít po celé délce.



7. Pomocí ručního šroubu na přední straně zajistěte sedadlo.



8. Pomocí páčky povolte sedadlo a otočte jej tak, aby směřovalo přední stranou k řídítkám. Poté pomocí páčky opět sedadlo uzamkněte v pozici.



9. Připevněte pravou a levou opěrku rukou na strany sedadla. Opěrky jsou zajištěny pomocí ručního šroubu.



10. Odstraňte 2x šrouby z řídítek a umístěte držák košíku. Držák košíku připevněte pomocí 2x odejmutých šroubů. Košík poté zasuněte do držáku košíku. Ujistěte se, že jste košík správně zasunuli.



SPOJENÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ ČÁSTÍ

Vozík je dodáván spojen, nicméně je možné přední a zadní část rozpojit pro lehčí přepravu nebo skladování.

1. Přepněte vozík do manuálního režimu pomocí páčky u zadních kol.
2. Nakloňte zadní část vozíku dozadu tak, dokud nebude položena na protiskluzových tyčích a madlech na zadní straně.

Poznámka: Ujistěte se, že je sedlovka paralelně se zemí a madlo v horní pozici.

3. Zvedněte přední část za plastová madla a zahákněte přední část do háků na zadní části.
4. Držte přední část a pomalu nakloňte dopředu zadní část, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pro uzamknutí by jste neměli částí spojovat silou.
5. Připevněte kabel napájení baterie a zajistěte matici.
6. Vypněte manuální ovládání vozíku zatáhnutím páčky dozadu a připevněte baterii a sedadlo.

NASTAVENÍ SEDADLA

VAROVÁNÍ: Polohu sedadla neupravujte během provozu. Před úpravou polohy vždy vypněte a vytáhněte klíček. Nedodržení těchto instrukcí může mít za následek poranění nebo poškození majetku.

NASTAVENÍ VÝŠKY

Povolte ruční šroub a vytáhněte pin.

Nastavte požadovanou výšku. Sedadlo opět zajistěte pomocí ručního šroubu a pinu.

VYTOČENÍ SEDLA

Zvedněte a podržte páčku na pravé straně sedadla pro odemknutí sedadla.

Otočte sedadlo do požadovaného směru a poté páčku uvolněte, automaticky se se přepne to zamknuté polohy.

Před dalším pohybem se ujistěte, že je sedlo zajištěno a neotáčí se.

NASTAVENÍ ŠÍŘKY OPĚREK RUKOU

Povolte ruční šrouby držící opěrky rukou.

Posuňte opěrky do požadované šířky v rámci vymezení.

Opět opěrky zajistěte pomocí ručních šroubů.

NASTAVENÍ NÁKLONU ŘÍDÍTEK

Povolte šroub u mechanismy náklonu.

Nakloňte řídítka do požadované polohy.

Zajistěte ruční šroub.

POUŽITÍ

DOBITÍ BATERIE

VAROVÁNÍ: Vždy používejte pouze originální baterii a nabíječku. Použitím nesprávné nabíječky můžete poškodit zařízení.

Před prvním použitím dobijte baterii na maximum. Pomalu se naučte vozík používat, nejezděte příliš rychle a držte se blízko domova. Naučte se číst informace o baterii. Dobijte baterii po dobu 10 až 12 hodin a poté dále používejte vozík. Po 4 až 5 nabíjecích cyklech dosáhne baterii maximální kapacity.

Pokud nepoužíváte vozík pravidelně, je potřeba dobíjet baterii na maximum jednou za dva týdny.

Po vybití baterie je nutné jí opět co nejdříve nabít. Pokud necháte baterii kompletně vybit, snižujete její kapacitu.

1. Umístěte vozík poblíž zásuvky. Vypněte a vytáhněte klíč.
2. Odejměte gumovou krytku z nabíjecího portu.
3. Připojte 3 pin konektor nabíječky.
4. Připojte nabíječku do zásuvky. Rozsvítí se červené světlo značící nabíjení.
5. Jakmile se rozsvítí zelené světlo je nabíjení téměř dokončeno, doporučujeme však nechat baterii nabíjet další 1 až 2 hodiny pro plné nabití. Celková doba nabití je 10 až 12 hodin.
6. Po nabití baterie nejprve vytáhněte nabíječku z elektrického proudu a poté z baterie. Připevněte zpátky krytku.



POZNÁMKA: Baterii také můžete vyjmout a nabíjet samostatně.

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

Přepěťová ochrana slouží pro ochranu elektrických prvků vozíků. V případě přepětí nebo zkratu přepěťová ochrana okamžitě přeruší tok proudu. V případě spuštění přepěťové ochrany počkejte alespoň 1 minutu před restartováním vozíku.

Pro restartování přepěťové ochrany odejměte krytku a stiskněte tlačítko přepěťové ochrany.

SPECIFIKACE BATERIE

Typ baterie	Olověný akumulátor
Rozměry	152 mm x 99 mm x 96 mm
Napětí	2x 12 V
Kapacita	12 Ah

OVLÁDACÍ PANEL

Pomocí ovládacího panelu můžete upravit rychlost, stav baterie a kontrolovat ovládání. V kapitolách níže jsou popsány funkce ovládání.



ZAPALOVÁNÍ A KLÍČ

Klíč a zapalování je nutné pro provoz vozíku. Pro zapnutí vložte klíč do zapalování. Rozsvítí se kontrolka napájení a ozve zvukový signál. Pokud není vozík v provozu, vytáhněte klíč ze zapalování.

VAROVÁNÍ: Nevytahujte klíč jako způsob zastavení, pokud se nejedná o krizovou situaci. Náhle vytažení klíče může způsobit poškození produktu.

UPRAVENÍ RYCHLOSTI

Během provozu můžete upravit maximální možnou rychlost do 6 km/h a maximální rychlost couvání 3,5 km/h. Otočením knoflíku doleva snížíte maximální rychlost, otočením doprava zvýšíte maximální rychlost.

VAROVÁNÍ: Doporučujeme vozík používat na nejnižší rychlost, dokud se ho nenaučíte bezpečně a jistě ovládat. Nedodržením těchto instrukcí může způsobit poranění nebo poškození majetku.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Jakmile spustíte vozík, zobrazí se stav baterie, značený 3 barvami:

- Zelená: plná baterie
- Žlutá: poloviční kapacita baterie
- Červená: Baterie je plně vybitá a před dalším provozem je třeba jí nabít

KLAKSON

Stiskněte tlačítko pro spuštění klaksonu.

PŘEDNÍ SVĚTLA

Stiskněte pro spuštění / vypnutí předních světel.

OVLÁDACÍ PÁČKY

Pomocí páček na stranách můžete měnit směr jízdy dopředu – dozadu. Čím silněji páčku stisknete, tím rychlejší bude pohyb až do nastaveného maxima. Jakmile pustíte páčku, vozík začne zpomalovat, dokud nezastaví.

Pravá páčka slouží pro pohyb dopředu.

Levá páčka slouží pro couvání, během couvání se ozve výstražný zvukový signál, oznamující couvání.



MANUÁLNÍ PROVOZ VOZÍKU

Pomocí páčky u zadních kol můžete přepnout kola do manuálního režimu, který umožňuje tlačit vozík.

Zatáhnutím páčky dozadu bude vozík poháněn motorem.

Zatlačením páčky dopředu, se vozík přepne do manuálního režimu a nebude poháněn motorem.



VAROVÁNÍ: Nikdy nepřepínáte vozík do manuálního režimu, pokud nemáte asistenci druhého člověka. Nepřepínáte vozík do manuálního režimu v kopcích nebo na místech náklonu. Nedodržení těchto instrukcí může mít za následek poranění nebo poškození majetku.

ROZLOŽENÍ VOZÍKU

1. Vypněte vozík a vytáhněte klíč z napájení.
2. Uvolněte sedlovku a vytáhněte jí i se sedlem.
3. Povolte destičku jistící baterii a vyjměte baterii.

4. Povolte matici pro připojení napájení baterie mezi přední a zadní části vozíku.



5. Povolte jistící šroub blízko základny vozíku na ovládací tyči a stáhněte řídítka dolů, znovu je uzamkněte pomocí šroubu.



6. Pro uvolnění přední a zadní části, zvedněte žluté madlo



7. Zvedněte část, kde jsou dvě části spojené a uvolněte je z háčků.



8. Pro spojení následujte kroky výše v opačném pořadí

ÚDRŽBA

Vyhnete se nárazům nebo úderům do ovládacího panelu a řídítek.

Vyhnete se vystavování extrémních teplotních podmínek jako je chlad, teplo nebo vlhkost.

Pokud je vozík vystaven vlhkosti, je potřeba ho nejprve osušit. Vozík nečistěte pomocí tekoucí vody.

Vozík je určen pro provozní teploty od -7°C do + 50°C.

Pravidelně čistěte vozík od nečistot.

Pravidelně kontrolujte stav připojení elektrických spojů a jejich kontaktů.

Pokud vozík nepoužíváte vytáhněte klíč ze zapalování.

Poznámka: Vozík má integrovanou funkci pro snížení spotřeby baterie, pokud není používán. Po 20 min neaktivity se přepne do úsporného režimu. Pro spuštění stačí vytáhnout a zasunout klíč.

Všechny ložiska jsou namazané a uzavřené, není potřeba je promazávat.

Tabulka periodické údržby:

Část	Po každém použití	Týdně	Měsíčně	Každých 6 měsíců
Pohon		X		
Brzdy	X			
Spoje		X		
Stav baterie	X			
Opotřebení kol			X	
Motor				X
Ovládací panel		X		
Očištění	X			

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Vozík signalizuje problémy pomocí zvukových signálů. Pro vložení klíče se ozvou zvukové signály pomocí krátkého zapípání a blikáním na ovládacím panelu, poté nastane dlouhá pauza a signalizace se bude opakovat. Počet zapípání a závady jsou popsány v tabulce níže.

Některé řešení níže zasahují do vozíku a jejich úpravou můžete ztratit nárok na reklamaci. Jakýkoliv problém který zasahuje do vozíku proto doporučujeme řešit přes reklamační a servisní oddělení.

Signalizace	Příčina	Závada	Řešení
1x zvukový signál	Nízký stav baterie	Vybitá baterie	Dobijte baterii
	Špatné kontakty baterie	Povolený kabel baterie	Utáhněte matici připojení baterie
	Špatné kontakty baterie	Připojení špatných pólů baterie, shořelá řídící jednotka	Nahradte řídící jednotku
	Zkrat mezi motorem a negativním pólem baterie	Černý napájecí kabel se dotýká kabelu motoru nebo je špatně izolovaný	Izolujte kabely
2x zvukové signály	Pružina motoru není správně připevněná	Pružina motoru není správně připojena	Zkontrolujte připojení pružiny
	Opotřebení motoru	Odpor kabelů na obou koncích je vyšší jak	Nahradte motor

		100 Ω	
	Povolený kabel motoru	Kabel motoru se povolil	Znovu připojte kabely
3x zvukový signál	Zkrat mezi motorem a napájením	Poškození kabelů	Nahradte nebo izolujte kabely
6x zvukových signálů	Provoz není možný	Nabíječka je připojena	Vypojte nabíječku a vložte klíč
7x zvukových signálů	Páčka pro přidání rychlosti není uvolněná	Páčka není uvolněná	Uvolněte páčku a vložte znovu klíč
	Špatné připojení páčky pro přidání rychlosti, zkontrolujte připojení 3 pinového kabelu	Uvolněný kabel	Připojte kabel
	Poškozená páčka nebo regulátor 3 pinového kabelu	Výstupní proud 3 pinového regulátoru není cca. 5 V	Nahradte 3 pinový terminál regulátoru
	Potenciometr rychlosti nefunguje	Potenciometr rychlosti je poškozen	Nahradte potenciometr rychlosti
8x zvukový signál	Řídící jednotka je poškozená	Zkrat řídící jednotky	Nahradte řídící jednotku
	Napájení řídící jednotky bylo připojeno na opačné póly	Napájení řídící jednotky bylo připojeno na opačné póly	Nahradte řídící jednotku
9x zvukový signál	Špatné připojení	Brzda není správně zapojena do řídící jednotky	Znovu zapojte
	Vozík je v manuálním režimu	Brzda nefunguje	Vypněte manuální režim pohonu
	Vozík není v manuálním režimu a brzda nefunguje	Nabíječka byla připojena	Nahradte brzdy
	Zkrat cívký brzda	Odpor je nižší jak 40 Ω	Nahradte brzdy
10x zvukový signál	Baterie je zapojena paralelně a ne sériově	Napětí je vyšší jak 48 V	Zkontrolujte kabely
	Baterie má vysoké napětí	Napětí je vyšší jak 30,5 V	Nahradte baterii

SPECIFIKACE

Celkové rozměry	960 mm x 500 mm x 840 mm
Výška sedala (od země)	470 mm – 546 mm
Šířka sedadla	431 mm
Hloubka sedadla	381 mm
Výška opěrky rukou (od sedadla)	171 mm
Výška opěrky zad	330 mm
Vzdálenost sedadla od ovládací tyče	685 mm
Hmotnost	40 kg
Maximální rychlost	6 km/h

Maximální vzdálenost brzdné dráhy	1500 mm
Hmotnostní limit	120 kg
Maximální dojezd (za ideálních podmínek)	≥ 20 km
Statická stabilita	≥ 9°
Dynamická stabilita	≥ 6°
Maximální náklon	≤ 9°
Maximální stoupání	≤ 9°
Motor	24 V / 180W
Baterie	Olovňný akumulátor rozdělený na dvě části (12 V, 12 Ah pro každou část)
Maximální výstupní proud	45 A
Minimální výstupní proud	2 A
Přední kolo	190 mm (vyplněné)
Zadní kolo	190 mm (vyplněné)

BATERIE

Baterie s gelovým elektrolytem jsou bezúdržbové a jsou obecně považovány za stabilnější, bezpečnější a méně rizikové než baterie Li-ion, což zajišťuje bezpečný provoz i při dlouhodobém používání. Baterie jsou vysoce výkonné a mají nízké samočinné vybíjení. Baterii doporučujeme pravidelně dobíjet i v případě nepoužívání vozíku cca 1x za měsíc a skladovat je nabitě na 60 – 80% kapacity.

V opačném případě může dojít k poškození baterie, které může způsobit kratší dojezd nebo v horším případě úplnou nefunkčnost. Pravidelným dobíjením prodlužujete životnost baterie. Před prvním použitím doporučujeme provést plné nabití baterie.

Upozornění ! Baterie nikdy nenechávejte vybité! Baterie dobíjejte vždy tak dlouho, dokud na nabíječe nesvítí indikace ukončení nabíjení.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd vozíku..
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nekládejte cizí předměty.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce:

Seven sport s.r.o.,
Strakonická 1151 / 2C
Praha 5-Hlubočepy 150 00
IČ: 268 47 264
Czech republic

prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že

**výrobek: IN 24911 Elektrický čtyřkolový vozík Baichen Omis
Model W3431C**

je ve shodě

s technickými požadavky na výrobek stanovenými nařízením vlády

Výrobek splňuje následující normy:

EN ISO 12100:2010
EN 12184:2014
EN 61000-6-1:2017
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Toto prohlášení je provedeno na základě **ECM** certifikátu č. OB181026.ZIRQ056 vystaveného dne 26. 10. 2018.

MSDS 20220102 01.01.2022

Výrobce Zhejiang Innuovo Rehabilitation Devices Co. splňuje následující normy:

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

Vítkov 17.5.2022



Seven Sport s.r.o.
Bořivojova 35/379, 130 00 Praha 3
IČO: 26847264 DIČ: CZ26847264
tel./fax: +420 556 300 970 ②

SEVEN SPORT s.r.o.
Roman Košťál, jednatel společnosti