



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 25851 Infračervený LED panel inSPORTline Katuni**



*Obrázek je pouze ilustrační, modely se liší rozměry a počtem LED světel.*

## OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS PRODUKTU .....	3
OBSAH BALENÍ .....	4
PARAMETRY .....	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	4
POUŽITÍ.....	5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	8

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Přístroj není hračka, nenechávejte děti a domácí zvířata v blízkosti zařízení bez dozoru.
- Nedívejte se přímo do světel.
- Přístroj musí být správně upevněn, pokud si upevněním nejste jistí kontaktujte odborníka.
- Produkt není vhodný: těhotné ženy, osoby trpící epilepsií, alergií na světlo a teplo, osoby trpící citlivou pokožkou, dermatologickým onemocněním, osoby se zraněním nebo jizvami atd.
- Neponořujte do vody.
- Nepoužívejte dlouhodobě.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Frekvence použití: zpočátku 1 – 2 min pro jednu oblast, v průběhu 2 – 3 týdnů až 10 min pro jednu oblast.
- Standartní použití může být 10 min na jedno sezení ve vzdálenosti 15 až 40 cm od zařízení. Maximální doba použití může být 15 – 20 min pro problémové oblasti. Mezi sezeními doporučujeme dodržovat 6hodinové rozestupy a přístroj používat 2 – 3x denně.

**VAROVÁNÍ:** Přístroj neslouží jako náhrada zdravotní nebo terapeutické péče.

**VAROVÁNÍ:** Používejte ochranu očí. Nikdy se nedívejte do diod. NIR (Blízké infračervené světlo) není viditelné pouhým okem.

## POPIS PRODUKTU



*\*Obrázek je pouze ilustrační, modely se liší rozměry a počtem LED světel*

1. Blízké infračervené světlo	4. Protiskluzové nožičky
2. Červené světlo	5. Dotykový displej
3. 60 LED světel	6. Nastavení náklonu

## OBSAH BALENÍ



## PARAMETRY

Rozměry	28,4 x 20,8 x 13 cm
Hmotnost	3,25 kg
Vlnová délka	630 nm, 660 nm, 810 nm, 830 nm, 850nm
Počet LED světél	60 ks, 5 W
Nastavení času	Defaultní: 10 min, max: 30 min
Ozáření	180 mw/cm <sup>2</sup> při vzdálenosti 15 cm
Materiál	Kovové tělo
Seznam částí	1x LED panel, 1x brýle, 1x manuál, 1x napájecí kabel, 1x ovladač

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypojený z el. proudu. Kovové části (kromě LED světél) čistěte pomocí navlhčeného hadříku z mikrotenového vlákna. Nikdy neaplikujte vodu přímo na zařízení. Zabraňte, aby se voda nebo vlhkost dostala do ventilačních otvorů.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Skladujte na stinném, suchém a čistém místě v teplotách od 0 – 40°C,

# POUŽITÍ



## DOMOVSKÁ STRÁNKA




1. Zobrazení o času a vybraném programu
2. Rychlý výběr přednastaveného programu: hubnutí / pokožka / svaly / bolest kloubů / univerzální
3. Spuštění / vypnutí světel
4. Nastavení: typ osvětlení, jasu, frekvence, časovače

## NASTAVENÍ

### Výběr programu





## Jas



Nastavení v % jasů.

Hodnotu můžete upravit pomocí tlačítek + a – nebo pomocí posuvníku.



## Frekvence



Nastavení frekvence v rozmezí 0 – 10 000 Hz.


Hodnotu můžete upravit pomocí tlačítek + a – nebo stiskem „NULL“ a zadáním hodnoty pomocí numerické klávesnice.

## Čas



Nastavení časovače v rozmezí 0 – 30 min. Hodnotu můžete upravit pomocí kruhového posuvníku nebo stiskem „NULL“ a zadáním hodnoty pomocí numerické klávesnice.

## TYP OSVĚTLENÍ




Na výběr jsou 3 typy osvětlení: R, NIR, R+NIR

R: Červené světlo, vlnová délka 630 nm, 660 nm

NIR: Blízké infračervené světlo, vlnová délka: 810 nm, 830 nm, 850 nm (světlo není viditelné okem)

R+NIR je kombinace červeného a blízkého infračerveného světla

## Spárování panelů



Panely může spárovat a tím způsobem přenést a synchronizovat provoz více panelů.

Vyberte „GROUP“ zvolte které zařízení bude hlavní „PRIMARY“ a které sekundární „SECONDARY“. Stiskněte „SET OTHER DEVICES TO SECONDARY“ pro sdílení nastavení.

Pro použití jednoho panelu zvolte „SOLO“.

### Červené světlo, vlnové délky 630 nm a 660 nm

- Napomáhá zdravější pokožce.
- Stimuluje krevní oběh.
- Stimuluje produkce kolagenu a elastinu.

### NIR, vlnové délky 810 nm, 830, nm, 850 nm


- Napomáhá proti zánětům.
- Uvolňuje bolest svalů a kloubů.

- Napomáhá regeneraci tkání, kloubů a orgánů.

**Kombinace červeného a NIR světla, vlnové délky 630 nm, 660 nm, 810 nm, 830 nm, 850 nm**

- Kombinuje benefity obou typů

Poznámka: Dosah ovladače je 15 metrů v ideálních podmínkách. Během použití musí být ovladač v dostatečné vzdálenosti.



#### **Set:**

Nastavení času, vlnové délky, jasu a pulsování

#### **+ a – tlačítka:**

nastavení času od 1 do 30 min, změna po 1 min, původní hodnota času: 10 min

nastavení jasu: 1 % až 100 %

nastavení režimu: pouze červené, pouze NIR, smíšené

funkce blikání: od 1 do 10 000 Hz, vypnuté

#### **Spuštění:**

po nastavení režimu stiskem tlačítka spustíte program

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### **Záruční podmínky**

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### **Baterie**

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

### **Reklamační řád**

#### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ  
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: [eshop@insportline.cz](mailto:eshop@insportline.cz)  
[reklamace@insportline.cz](mailto:reklamace@insportline.cz)  
[servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

**SK  
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín  
911 01, SK

IČO: 46259317  
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098  
Mail: [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
[reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
[servis@insportline.sk](mailto:servis@insportline.sk)

Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)

**Reklamace zboží**



**Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**

