




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 27463 Infračervený LED panel inSPORTline Flabor



Obrázek je pouze ilustrační, modely se liší rozměry a počtem LED světel.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	3
SPECIFIKACE	4
OBSAH BALENÍ	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	4
POUŽITÍ.....	5
UPEVNĚNÍ ZAVĚŠENÍ	8
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	10
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	10

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Přístroj není hračka, nenechávejte děti a domácí zvířata v blízkosti zařízení bez dozoru.
- Nedívejte se přímo do světél.
- Přístroj musí být správně upevněn, pokud si upevněním nejste jistí kontaktujte odborníka.
- Produkt není vhodný: těhotné ženy, osoby trpící epilepsií, alergií na světlo a teplo, osoby trpící citlivou pokožkou, dermatologickým onemocněním, osoby se zraněním nebo jizvami atd.
- Neponořujte do vody.
- Nepoužívejte dlouhodobě.
- Produkt neopravujte ani nemodifikujte.
- Frekvence použití: zpočátku 1 – 2 min pro jednu oblast, v průběhu 2 – 3 týdnů až 10 min pro jednu oblast.
- Standartní použití může být 10 min na jedno sezení ve vzdálenosti 15 až 40 cm od zařízení. Maximální doba použití může být 15 – 20 min pro problémové oblasti. Mezi sezeními doporučujeme dodržovat 6hodinové rozestupy a přístroj používat 2 – 3x denně.

VAROVÁNÍ: Přístroj neslouží jako náhrada zdravotní nebo terapeutické péče.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu očí. Nikdy se nedívejte do diod. NIR (Blízké infračervené světlo) není viditelné pouhým okem.

POPIS PRODUKTU

*Obrázek popisu je pouze orientační, modely se liší velikostí a počtem LED světél.



1. Dotykový displej

2. Blízké infračervené záření

3. Červené záření


4. LED světla

5. Protiskluzové nožičky

SPECIFIKACE

Rozměry	53.84*20.82*6.35 cm
Počet LED	120 ks, 5W
Úhel záření	30°
Vstupní napětí	10-240V 50/60 Hz
Ozáření	> 219 mw/cm ² , na povrchu světel > 160 mw/cm ² , 15.24 cm od povrchu světel
Vlnová délka	630 nm, 660 nm, 810 nm, 830 nm, 850 nm
Hmotnost	4 kg
Certifikace	CE, FDA, ROHS

OBSAH BALENÍ




1. Šrouby zavěšení	2. Lanka	3. Zavěšovací kladka
4. Dálkový ovladač	5. Ochranné brýle	6. Hák na dveře
7. Napájecí kabel		

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před jakoukoliv manipulací, čištěním a údržbou se ujistěte, že je přístroj vypnutý a vypojený z elektrického proudu.
- Přístroj nesmí být během čištění zavěšený, odejměte ho ze závěsného systému.
- Tělo přístroje (kromě zářivek) otřete měkkým vlhkým hadříkem a poté ihned osušte.
- Nepoužívejte spreje nebo jiné čisticí prostředky. Nepoužívejte čisticí prostředky na alkoholové nebo benzenové bázi.
- Zabraňte vniku vody nebo vlhkosti do větracích otvorů nebo zářivek.

POUŽITÍ



DOMOVSKÁ STRÁNKA




1. Zobrazení o času a vybraném programu
2. Rychlý výběr přednastaveného programu: hubnutí / pokožka / svaly / bolest kloubů / univerzální
3. Spuštění / vypnutí světel
4. Nastavení: typ osvětlení, jasu, frekvence, časovače

NASTAVENÍ

Výběr programu





Jas



Nastavení v % jasů.

Hodnotu můžete upravit pomocí tlačítek + a – nebo pomocí posuvníku.



Frekvence



Nastavení frekvence v rozmezí 0 – 10 000 Hz.


Hodnotu můžete upravit pomocí tlačítek + a – nebo stiskem „NULL“ a zadáním hodnoty pomocí numerické klávesnice.

Čas



Nastavení časovače v rozmezí 0 – 30 min. Hodnotu můžete upravit pomocí kruhového posuvníku nebo stiskem „NULL“ a zadáním hodnoty pomocí numerické klávesnice.

TYP OSVĚTLENÍ





Na výběr jsou 3 typy osvětlení: R, NIR, R+NIR

R: Červené světlo, vlnová délka 630 nm, 660 nm

NIR: Blízké infračervené světlo, vlnová délka: 810 nm, 830 nm, 850 nm (světlo není viditelné okem)

R+NIR je kombinace červeného a blízkého infračerveného světla

Spárování panelů



Panely může spárovat a tím způsobem přenést a synchronizovat provoz více panelů.

Vyberte „GROUP“ zvolte které zařízení bude hlavní „PRIMARY“ a které sekundární „SECONDARY“. Stiskněte „SET OTHER DEVICES TO SECONDARY“ pro sdílení nastavení.

Pro použití jednoho panelu zvolte „SOLO“.

Červené světlo, vlnové délky 630 nm a 660 nm

- Napomáhá zdravější pokožce.
- Stimuluje krevní oběh.
- Stimuluje produkce kolagenu a elastinu.

NIR, vlnové délky 810 nm, 830 nm, 850 nm


- Napomáhá proti zánětům.
- Uvolňuje bolest svalů a kloubů.

- Napomáhá regeneraci tkání, kloubů a orgánů.

Kombinace červeného a NIR světla, vlnové délky 630 nm, 660 nm, 810 nm, 830 nm, 850 nm

- Kombinuje benefity obou typů

Poznámka: Dosah ovladače je 15 metrů v ideálních podmínkách. Během použití musí být ovladač v dostatečné vzdálenosti.



Set:

Nastavení času, vlnové délky, jasu a pulsování

+ a – tlačítka:

nastavení času od 1 do 30 min, změna po 1 min, původní hodnota času: 10 min

nastavení jasu: 1 % až 100 %

nastavení režimu: pouze červené, pouze NIR, smíšené

funkce blikání: od 1 do 10 000 Hz, vypnuté


Spuštění:

po nastavení režimu stiskem tlačítka spustíte program


UPEVNĚNÍ ZAVĚŠENÍ

Panel položte na rovnou a čistou plochu. Chraňte žárovky proti poškrábání.


Na šrouby přišroubujte lanka.




Připevněte držák na jakékoliv standardní dveře.




Pomocí karabin a kladky upevněte panel na dveře.



Pomocí lanka nastavte požadovanou výšku. Během jakéhokoliv pohybu je nutné, aby byl panel zajištěný.




Pomocí přezky na horní straně držáku zajistěte lanko. Během jakéhokoliv pohybu je nutné, aby byl panel zajištěný.



Zapojte napájecí kabel do zařízení a poté do elektrického proudu.

Přepněte vypínač do spuštěné polohy.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

